

Số: /TB-BVYHCT&PHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa có kế hoạch chào hàng cạnh tranh **Sửa chữa Máy điều trị từ trường hiệu Magneto 4 của hãng Chinesport và máy nén ép toàn thân Power Q-6000 của hãng Wonjin Mulsan, Hàn Quốc.**

I. MÁY TRỊ LIỆU XOA BÓP TUẦN HOÀN KHÍ

Model : POWER Q-6000

Hãng sản xuất : WONJIN MULSAN CO., LTD.

Xuất xứ : HÀN QUỐC

1. Tính năng nổi bật

Hệ thống cơ xương chi trên và chi dưới được cung cấp máu bởi hệ thống mao mạch và tĩnh mạch ngoại vi do hoạt động của cơ trong quá trình hoạt động và các hệ thống mạch máu.

Nguyên lý hoạt động kích thích cơ cơ và thư giãn bởi sự bơm căng và xẹp xuống của khoang khí do đó thúc đẩy tuần hoàn của hệ thống tĩnh mạch và bạch huyết.

Điều khiển bằng vi xử lý, thao tác vận hành đơn giản dễ sử dụng.

Có nhiều loại ống nén ép khác nhau phù hợp với từng vùng trên cơ thể như: chi trên, chi dưới, vùng hông eo.

Ống nén ép chia thành nhiều khúc khí nén êm ái trải đều khắp trên toàn bộ vùng điều trị từ đầu ngón chân cho đến vùng hông.

Nhiều chế độ trị liệu khác nhau: liên tục, gián đoạn và có thể điều chỉnh lực ép lớn, nhỏ phù hợp với tùy từng bệnh nhân.

2. Áp dụng điều trị

Máy nén ép điều trị toàn thân có nhiều áp dụng điều trị. Thiết bị điều trị hiệu quả cho bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, phù huyết,...

Phù bạch huyết do chấn thương, u hoặc phẫu thuật.

Loét do tắc tĩnh mạch.

Giảm kích thước chi.

Thúc đẩy tăng tuần hoàn máu.

Làm thư giãn cơ mỏi và cơ đau.

3. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện: AC 220V, 60Hz

Công suất tiêu thụ: 25W

Dòng điện định mức: 0.2A

Thời gian điều trị: 0 ~ 30 phút

Áp suất: 20 ~ 275mmHg ($\pm 10\%$)

Trọng lượng: 7.8kg

II. MÁY ĐIỀU TRỊ TỪ TRƯỜNG

Model: MAGNETO

Xuất Xứ : Italy

Đây là một trong các máy kết hợp cùng máy sóng ngắn điều trị giúp đẩy quá trình hồi phục bệnh nhân, chống viêm giảm đau cho bệnh nhân.

1. Tính năng nổi bật

Cài đặt được nhiều chương trình khác nhau

Nhiều kênh đầu ra độc lập

Dễ dàng di chuyển

2. Chỉ định

Chống viêm, giảm đau, giảm phù nề

Kích thích phát triển canxi xương giúp liền nhanh xương, hạn chế gãy xương

Kích thích tân tạo vi mạch, tái tạo tổ chức

Điều hòa hoạt động thần kinh thực vật

3. Thông số kỹ thuật:

02 kênh đầu ra độc lập

Dạng sóng: vuông

Thiết bị tiếp xúc: 9 Ø hoặc 13Ø

Kích thước máy phát: 220 x 156 x 100 mm.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa kính mời Quý nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng tìm hiểu thông tin chi tiết và gửi báo giá đính kèm.

Thời gian gửi yêu cầu báo giá: từ ngày 18 tháng 11 năm 2022.

Thời gian mở báo giá công khai: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm mở: Hội trường Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Ths Nguyễn Văn Đông (Phó phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phụ trách trang thiết bị), số điện thoại: 0914074581.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC